## **COMMUNIQUE DE PRESSE**

TARANOVA propose le lecteur FORA DIAMOND MINI solution intégrée Bluetooth de mesure et de suivi de la glycémie.

Le lecteur de glycémie bluetooth connecté à tous les smartphones et tablettes Androïd et à l'Iphone et l'Ipad

Fini le papier et les câbles, la solution FORA DIAMOND MINI intègre un lecteur de glycémie Bluetooth performant se connectant à tous les smartphones et tablettes (Apple et Androïd) via l'application gratuite iFora téléchargeable gratuitement.



Le lecteur est garanti 5 ans et permet de mesurer sa glycémie en 5s.



L'application iFora, téléchargeable gratuitement sur l'Apple store ou le Google Play, permet à l'utilisateur de suivre un carnet glycémique complet sur son smartphone et de s'affranchir du carnet papier. Les données se téléchargent automatiquement sur l'application via Bluetooth. Cette application facilite le

suivi de son diabète et permet de simplifier la communication des résultats à son professionnel de santé en face à face ou par email.


L'application permet de définir son plan thérapeutique (en accord avec son médecin) et de suivre les actions engagées : injections d'insuline, prise de comprimé, repas et prise de glucides, activité physique, ...

L'application propose plusieurs écrans permettant sous forme de graphiques, de tableaux et de carnet. Les données, graphiques et résultats peuvent être envoyés par mail. Plus d'informations sur <a href="https://www.taranova.co">www.taranova.co</a>.

Journal des actions engagées







A propos de TARANOVA : TARANOVA est une société spécialisée dans le traitement du diabète Contact : Alain Monteux, <u>contact@taranova.co</u>, www.taranova.co

## **Caractéristiques FORA DIAMOND MINI**

## (Modèle DM30B)

Poids	26,8 g (sans batterie)
Dimension	93 x 26,03 x 5,57 mm
Batterie	Lithium-Polymère, rechargeable par USB
Enzyme bandelette	Glucose déshydrogénase (GDH-FAD)
Code	Sans code
Taille d'échantillon	0,5 μL
Temps de réponse	avec compte à rebours de <b>5s</b>
Mémoire	<b>450</b> résultats avec date, heure et indicateur de repas
Indicateur de résultat avec smiley	<ul><li>Pour un résultat dans la cible</li><li>Pour un résultat hors cible</li></ul>
Indicateur de repas	À jeun et après repas
Calcul de moyennes	7-14-21-28-60-90 jours globale, à jeun et après repas
Hématocrite	Entre 20 et 60%
Alarmes	4 rappels programmables par jour
Ecran	LCD rétro éclairé
Connection	Bluetooth (modèle DM30b)
Bouton	Un seul
Garantie	5 ans
Logiciel	iFora (Apple store et Google Play)
Extinction	Automatique
Autopiqueur	avec 6 profondeurs de piquage
Intervalle de mesure	20 – 600 mg/dl
Conditions de stockage	-20ºC – 60ºC, au dessous de 95% d'humidité relative
Conditions d'utilisation	10ºC à 40ºC, en dessous de 85% d'humidité relative (sans condensation)

A propos de TARANOVA : TARANOVA est une société spécialisée dans le traitement du diabète Contact : Alain Monteux, <a href="mailto:contact@taranova.co">contact@taranova.co</a>, www.taranova.co